

Rotores para Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH



Rotor A-4-38 con cestillos redondos

- > Máx. velocidad: 3.000 x g (4.400 rpm)
- > Rotor estándar para centrifugación de tubos de muestras de sangre o tubos cónicos de 15/50 mL
- > Cestillos redondos para tubos de 1,5 – 100 mL
- > Gran variedad de adaptadores para todos los tipos de tubos de muestras de sangre y de cultivo celular
- > Hermeticidad¹⁾ opcionalmente hay disponibles cubiertas para lograr una centrifugación segura de muestras peligrosas

¹⁾ La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada por la Public Health England en Porton Down (Reino Unido).



Información para pedidos

Descripción	N.º de ped.
Rotor A-4-38 con cestillos redondos, incl. 4 cestillos redondos 100 mL	5702 720 003
Cestillo redondo 100 mL, para Rotor A-4-38, juego de 4 uds.	5702 722 006
Tapones para cestillos redondos de 100 mL, hermético a los aerosoles, juego de 2 uds.	5702 721 000

Adaptadores para Rotor A-4-38 con dispositivos de suspensión redondos						
Volumen de tubo	1,5 – 2,0 mL	1,1 – 1,4 mL	2 – 7 mL	2,6 – 7 mL	4 – 10 mL	Eppendorf Tubes® 5.0 mL
Máx. diámetro de tubo	11 mm	8,5 mm	12,5 mm	13,5 mm	16 mm	17 mm
Máx. altura del recipiente	43 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	60 mm
Máx. altura del recipiente para uso con tapón/tapa ¹⁾	43 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	60 mm
Adaptador						
Número de recipientes por adaptador/rotor	4/16	5/20	5/20	4/16	4/16	1/4
Forma del fondo	redonda	plana	plana	plana	plana	plana
Radio de centrifugación	134 mm	132 mm	132 mm	132 mm	132 mm	136 mm
Máx. FCR	2.900 x g	2.850 x g	2.850 x g	2.850 x g	2.850 x g	2.943 x g
Embalaje	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.
N.º de ped.	5702 745 006	5702 736 007	5702 737 003	5702 719 005	5702 735 000	5702 733 008

¹⁾ Si se excede la longitud máxima del tubo, es posible que se reduzca la capacidad de carga del rotor. Realice una prueba de basculación manual antes de encender la centrifuga para cerciorarse de que los tubos no choquen contra el yugo del rotor. ²⁾ Pida un adaptador para tapa a presión de tubos cónicos de 25 mL. 5820 733 004. ³⁾ Pida un adaptador para tapa de rosca de tubos cónicos de 25 mL. 5820 734 000.

9 – 15 mL	15 mL cónico	15 mL cónico	Tapón a presión 25 mL ²⁾	Tapón de rosca 25 mL ³⁾	50 mL cónico	85/100 mL
17,5 mm	17,2 mm	17,2 mm	30 mm	30 mm	30 mm	38 mm
100 mm	121 mm	121 mm	83 mm	78,5 mm	115 mm	106 mm
100 mm	120 mm	-	83 mm	78,5 mm	115 mm	106 mm
4/16	1/4	2/8	1/4	1/4	1/4	1/4
redonda	cónica	cónica	cónica	cónica	cónica	redonda
130 mm	137 mm	137 mm	107 mm	97 mm	135 mm	135 mm
2.800 x g	3.000 x g	3.000 x g	2.316 x g	2.100 x g	2.900 x g	2.900 x g
juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.
5702 724 009	5702 732 001	5702 723 002	5702 734 004	5702 734 004	5702 734 004	5702 718 009

¡ Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Rotores para Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH



- Rotor A-4-38 con cestillos rectangulares**
- > Máx. velocidad: 2.750 × g (4.400 rpm)
 - > Cestillos rectangulares para tubos de 5 – 25 mL



- Rotor A-8-17**
- > Máx. velocidad: 2.800 × g (4.400 rpm)
 - > Rotor de baja capacidad para la centrifugación de tubos cónicos de 15 mL o tubos de vidrio de 15 mL¹⁾
 - > Adaptadores para tubos cónicos de 15 mL e insertos de goma para tubos de vidrio disponibles opcionalmente

¹⁾ Máx. altura del tubo: 120 mm



- Rotor F-45-24-11**
- > Máx. velocidad: 1.770 × g (4.400 rpm)
 - > Rotor de ángulo fijo para 24 tubos × 1,5/2,0 mL
 - > Centrifugación silenciosa incluso sin tapa de rotor
 - > Adaptadores opcionalmente disponibles para:
 - tubos PCR de 0,2 mL (5425 715 005)
 - tubos de centrifuga de 0,4 mL (5425 717 008)
 - microtubos de 0,5 mL y tubos BD Microtainer® (5425 716 001)
 - > Rotor y adaptadores son esterilizables en autoclave (121 °C, 20 min)



- Rotor F-35-30-17**
- > Máx. velocidad: 2.750 × g (4.400 rpm)
 - > Rotor de alta capacidad para 20 tubos cónicos de 15 mL o 30 tubos de vidrio de 15 mL
 - > Los insertos para tubos cónicos de 15 mL y esterillas de goma para usar con tubos de vidrio están incluidos



- Rotor F-45-18-17-Cryo**
- > Máx. velocidad: 1.970 × g (4.400 rpm)
 - > Centrifugación silenciosa incluso sin tapa de rotor
 - > Centrifugación de tubos criogénicos de 1 – 2 mL (máx. 13 mm Ø, uso con adaptador) y tubos con tapón de rosca (máx. 17 mm Ø, no se requiere adaptador)
 - > Rotor y adaptadores son esterilizables en autoclave (121 °C, 20 min)

Adaptadores para Rotor A-4-38 con dispositivos de suspensión rectangulares						
Volumen de tubo	tubos de fondo redondo	5 – 7 mL	9 mL	15 mL	25 mL	20 mL
Máx. diámetro de tubo	12 mm	13 mm	14,5 mm	17,5 mm	25 mm	22 mm
Máx. altura del recipiente	75 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Adaptador						
Número de recipientes por adaptador/rotor	9/36	10/40	8/32	6/24	2/8	4/16
Forma del fondo	redonda	plana	plana	plana	plana	plana
Radio de centrifugación	119 mm	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
Máx. FCR	2.577 × g	2.750 × g	2.750 × g	2.750 × g	2.750 × g	2.750 × g
Embalaje	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.
N.º de ped.	5702 763 004	5702 710 008	5702 711 004	5702 712 000	5702 716 006	5702 713 007

Información para pedidos

Descripción	N.º de ped.
Rotor A-4-38, sin cestillos	5702 740 004
Cestillo rectangular 90 mL, para Rotor A-4-38, juego de 4 uds.	5702 709 000

Información para pedidos

Descripción	N.º de ped.
Rotor A-8-17, 8 × 15 mL, sin adaptador, sin esterillas de goma	5702 700 002
Rotor F-35-30-17, incl. 30 manguitos de acero para tubos de 15 mL, con 20 adaptadores para tubos cónicos y 30 esterillas de goma para tubos de fondo redondo	5702 704 008
Rotor F-35-30-17, incl. 10 manguitos de acero para tubos de 15 mL, con 10 adaptadores para tubos cónicos y 10 esterillas de goma para tubos de fondo redondo	5702 705 004
Rotor F-45-24-11, sin tapa	5702 746 002
Rotor F-45-18-17-Cryo, sin tapa de rotor, sin adaptadores	5702 747 009
Adaptador, para 1 tubos criogénicos (máx. Ø 13 mm) o tubos de centrifugación con tapa (Ø 12,2 mm), máx. longitud 50 mm, para Rotor F-45-18-17-Cryo, juego de 6 uds.	5702 752 002
Adaptador, para 1 Tubo HPLC 1,5 mL, para Rotor F-45-18-17-Cryo	5427 708 006