

**Centrífuga clínica multifuncional
DM0636**



La centrífuga clínica multipropósito DM0636 es ideal para la centrifugación de muestras en áreas de química clínica, citología, laboratorios de investigación, laboratorios industriales, etc. Es adecuada para tubos con tapones, tubos para colecta de sangre o de orina. Sus rotores y adaptadores de ángulo basculante pueden ser compatibles con tubos estándar desde 3 hasta 100 ml.

Ventajas para el usuario	Características
Gran fuerza de separación en aplicaciones clínicas	Máxima RCF hasta 4300xg/6000rpm
Gran capacidad de centrifugación: 100mlx4 y la velocidad puede ser establecida desde 300rpm a 6000rpm máximo	Establece y muestra la velocidad del rotor en RPM o fuerza G y el temporizador puede ser establecido hasta 99min, corrida corta y continua.
Alto rango de accesorios (rotor de ángulo fijo y ángulo basculante con reconocimiento automático)	Cinco tipos diferentes de rotor que son aptos para 9 diferentes capacidades de tubo
Larga durabilidad	Libre de mantenimiento, motor sin escobillas
Seguridad de trabajo	Certificado CE, cTUVus, FCC, MCA/IC/EN 61010-1/2-20, Pruebas de explosión y bioseguridad de rotor anti-aerosol, rotor de aluminio autoclavable, detección de exceso de velocidad, exceso de temperatura y diagnóstico interno automático

Especificaciones	DM0636
Rango de velocidad	300-6000rpm
RCF máxima	4300xg
Precisión de velocidad	±20rpm
Rango de temperatura	-
Capacidad de rotor	9 tipos
Tiempo de corrida	30seg – 99min/continuo
Motor	DC/sin escobillas
Pantalla	LCD
Almacenamiento de programas	de 9
Tiempo de Aceleración/Frenado	de 9s↑/10s↓
Fuente de poder	AC 110V-120V, 50Hz/60Hz, 10A
Nivel de ruido	≤ 68 dB
Dimensiones	445x579x269mm
Peso	36kg
Certificación	CE cTUVus FCC IVD
Características avanzadas	Cambio velocidad/RCF, identificación de rotor

Accesorios para DM0636

Cat. No.	Modelo	Descripción
19400041	S4-100	Rotor de ángulo basculante con 4 cestillos
19400045		4 cestillos, 36 adaptadores para tubos de 3-10ml con 36 plugs y 4 adaptadores tipo bloque
19400044		4 cestillos y 16 adaptadores para tubos de 10-15ml
19400043		4 cestillos, 8 adaptadores para tubos de 50ml con 8 plugs
19400042		4 cestillos, 4 adaptadores para tubos de 3-7ml, 4 adaptadores para tubos de 15ml, y 4 adaptadores para tubos de 50 & 85ml
19400040	A30-15	Rotor de ángulo fijo para 15mlx30
19400038	AS6-50V	Rotor de ángulo fijo para 50mlx6
19400036	AS12-PCR8	Rotor de ángulo fijo para 8 x 12 tiras de PCR
19400034	AS20-2	Rotor de ángulo fijo 2ml x 30
19400037	AS60-2	Rotor de ángulo fijo 2ml x 60
19400035	AS18-5V	Rotor de ángulo fijo 5ml x 18
19400039	A8-50	Rotor de ángulo fijo 50ml x 8/15ml x 16

Información de compra

Cat. No.	Modelo	Paquete	Descripción
9015001123	DM0636	estándar	Centrífuga clínica multipropósito + rotor de ángulo basculante SE4-100 + cestillos + adaptadores para tubos de 3-7 mL, 15 mL, 50 mL, 85 mL y 100 mL
9015001123		1	Centrífuga clínica multipropósito + rotor de ángulo fijo A30-15
9015001123		2	Centrífuga clínica multipropósito + rotor de ángulo fijo A8-50
9015001123		3	Centrífuga clínica multipropósito + rotor de ángulo basculante SE4-100 + cestillos + adaptadores para tubos de 3-7 mL
9015001123		4	Centrífuga clínica multipropósito + rotor de ángulo basculante SE4-100 + cestillos + adaptadores para tubos de 10-15 mL