

**Microcentrífuga de alta velocidad  
D2012 plus**

La microcentrífuga de alta velocidad D2012 plus de DLAB permite realizar un trabajo eficiente y óptimo, con una velocidad máxima de 15,100 xg y un rotor con capacidad para tubos de 0,2 hasta 2,0 mL es ideal para distintas aplicaciones. Su motor libre de mantenimiento, su bajo nivel de ruido y sus diferentes certificaciones la hacen una microcentrífuga de alto rendimiento a un precio accesible.



Ventajas para el usuario	Características
Alta centrifugación en poco espacio	Diseño compacto
Versátil para distintos tipos de tubo	Tubos de 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 mL Tubos de PCR, tiras de 8 x 0.2 mL
Gran velocidad de centrifugación	Hasta 15,100 xg o 15,000 RPM
Trabajo con RPM o fuerzas xg	Opción de seleccionar unidades de centrifugación
Silenciosa y bajo consumo de energía	<54dB
Seguridad al trabajar	Certificación europeas e internacionales (EMC, CE, FCC, ICES, cTUVus)

<b>Especificaciones</b>	<b>D2012 plus</b>
Máxima velocidad	15,000 rpm (500-15,000 RPM), incrementos: 100 RPM
RCF máxima	15,100 xg, incrementos: 100 xg
Precisión de velocidad	±20 RPM
Capacidad de rotor	Tubos de 0,2/0,5/1,5/2,0ml x 12
Tiempo de corrida	30seg-99min / operación continua
Tipo de motor	Motor DC, sin escobillas
Dispositivos de seguridad	Seguro de puerta interno, detección de exceso de velocidad, diagnóstico interno automático
Fuente de poder	Una fase, AC110-240V, 0/60Hz, 3A
Nivel de sonido	≤56dB
Tiempo de aceleración/frenado	25s↑ 25s↓
Dimensiones [DxWxH]	255x245x140mm
Peso	6kg
Características adicionales	Intercambio velocidad/RCF, función short-spin, alarma auditiva

#### Accesorios de D2012

<b>Cat. No.</b>	<b>Modelo</b>	<b>Descripción</b>
19400010	A12-2P	Rotor de plástico de alta resistencia con tapa, para tubos de 2mL/1.5mLx12, 0.2mLx12, 0.5mLx12. Incluye clips y o'ring, velocidad máxima de 15,000 rpm
19500001	A02P2	Adaptadores para tubos de 2ml a 0.2ml, uso con rotor A12-2, A12-2P, AS24-2 y A24-2P, 24 piezas por paquete
19500002	A05P2	Adaptadores para tubos de 2ml a 0.5ml, uso con A12-2, A12-2P, AS24-2 y A24-2P, 24 piezas por paquete

#### Información de compra

<b>Cat. No.</b>	<b>Descripción</b>
9032002121	Minicentrífuga de alta velocidad D2012 plus, con rotor de plástico A12-2P para 12 tubos de 1,5/2,0 mL