

**Baño seco**  
HB150-S1/S2

Con un amplio rango de control de temperatura hasta 150°C, el baño seco HB150-S1/HB150-S2 de DLAB es el instrumento perfecto para el calentamiento de muestras en tubos desde 0.2 hasta 50 mL a través de sus diferentes bloques intercambiables. Disminuye el riesgo de contaminación que existe al utilizar un baño de agua y además su función de protección contra sobrecalentamiento y su tapa protectora brindan mayor seguridad al usuario durante su rutina de trabajo en el laboratorio.



<b>Ventajas para el usuario</b>	<b>Características</b>
Control de temperatura con alta precisión	Temperatura hasta 150°C, la tapa disminuye el riesgo de evaporación de las muestras
Temporizador	Desde 0 min a 99h59min
Mayor seguridad	Protección de sobrecalentamiento, control con display digital
Amplio rango de bloques disponibles para distintos tipos de tubos	8 distintos bloques para el uso de tubos desde 0.2 mL hasta 50 mL
Configuración que se ajusta a sus necesidades	El HB150-S1 se configura con un bloque y el HB150-S2 se puede configurar con 1 o 2 bloques, los cuales se pueden elegir entre las distintas opciones

Especificaciones	HB150-S1/S2
Función	Calentamiento
Rango de temperatura	Temperatura ambiente + 5°C – 150°C
Rango de temperatura configurable	25°C – 120°C
Precisión control de temperatura	25-90°C: ± 0.3°C ; 90-150°C: ± 0.6°C
Uniformidad de temperatura	± 0.2°C
Temporizador	0min-99h59min
Pantalla	LED
Material de los bloques	Aluminio
Voltaje, frecuencia	110V/220V, 50Hz/60Hz
Humedad Relativa (% , RH)	≤80
Dimensiones [WxDxH]	290x210x120mm
Peso	3.2 kg

#### Accesorios para HB150-S1/S2

Cat. No.	Descripción
18900459	Bloque de calentamiento, uso para tubos 0.2ml, 30 pozos
18900461	Bloque de calentamiento, uso para tubos 1.5ml, 20 pozos
18900462	Bloque de calentamiento, uso para tubos 2ml, 20 pozos
18900460	Bloque de calentamiento, uso para tubos 0.5ml, 20 pozos
18900463	Bloque de calentamiento, uso para tubos 5ml, 12 pozos
18900464	Bloque de calentamiento, uso para tubos 15ml, 12 pozos
18900465	Bloque de calentamiento, uso para tubos 50ml, 4 pozos
18900522	Bloque 2 en 1, perlas/agua, para HB105/150-S1
18900523	Bloque 2 en 1, perlas/agua, para HB120, HB105/150-S2
18900520	Perlas de aluminio, 1 kg, uso en bloque 2 en 1
18900218	Bloque de calentamiento, uso para tubos 0.2ml, 54 pozos
18900219	Bloque de calentamiento, uso para tubos 0.5ml, 40 pozos
18900253	Bloque de calentamiento, uso para tubos 1.5ml, 40 pozos
18900220	Bloque de calentamiento, uso para tubos 2ml, 40 pozos
18900546	Bloque de calentamiento, uso para tubos de colecta de sangre 5ml, 45 pozos
18900221	Bloque de calentamiento, uso para tubos 5/15ml, 28 pozos
18900222	Bloque de calentamiento, uso para tubos 50ml, 8 pozos
18900223	Bloque de calentamiento, uso para microplaca 96/384
18900224	Bloque de calentamiento, uso para tubos 0.2ml, 0.5ml y 1.5/2ml, 18 pozos

#### Información de compra

Cat. No.	Descripción
5032101210	Baño seco, pantalla digital LED, modelo HB150-S1 con 1 bloque a elegir
5032111210	Baño seco, pantalla digital LED, modelo HB150-S2 con 1 o 2 bloques a elegir